


CONTOUR SCULPT PRO

Spala tkankę tłuszczową
i rzeźbi mięśnie.



MODEL
2024

WWW.CONTOURSCULPT.PL



MODELOWANIE SYLWETKI

SYNERGIA FALI ELEKTROMAGNETYCZNEJ I RF W JEDNEJ GŁOWICY

Contour Sculpt to najbardziej zaawansowany dostępny na rynku stymulator elektromagnetyczny o mocy 7 Tesla.

Contour Sculpt korzystając z nieinwazyjnej biotechnologii specjalnie zaprojektowanej dla medycyny estetycznej za pomocą dwóch aplikatorów, oddziałuje z wysoką intensywnością na daną strefę. Skupione pole elektromagnetyczne przenikając przez wszystkie warstwy tkanki tłuszczowej i skóry, efektywnie stymuluje mięśnie. Pobudza je do intensywnej pracy przez co następuje ich wzmocnienie oraz zachodzi redukcja tkanki tłuszczowej w danej strefie zabiegowej. Cały proces jest bliźniaczo podobny do mechanizmów jakie zachodzą podczas wykonywania intensywnych ćwiczeń. W przeciwieństwie do dobrowolnych skurczy mięśni, supermaksymalne skurcze wywoływane przez działanie pola elektromagnetycznego o wysokiej intensywności są niezależne od mózgu.

APLIKATORY CHŁODZONE POWIETRZEM

Aplikatory generują pole elektromagnetyczne, powodując mimowolne skurcze mięśni. Dwa aplikatory są umiejscowione w danej strefie zabiegowej takiej jak: mięśnie brzucha, nóg bądź na pośladkach. Małe głowice stosujemy na ramiona u kobiet w celu ich wyszczuplenia lub na biceps oraz triceps w celu rozbudowy mięśni. **Głowica nie musi mieć kontaktu z gołym ciałem – działa przez ubranie, a nawet przez gips!**

Połączenie fali radiowej z falą elektromagnetyczną rozbija i niszczy podskórny tłuszcz w procesie termolipolizy. Dzięki takiemu połączeniu dochodzi do rekordowego spalania tłuszczu na poziomie 30%.



STYMULACJA

Urządzenie oddziałuje polem elektromagnetycznym o mocnym, ale bezpiecznym natężeniu. Pole elektromagnetyczne przepływa przez ciało pobudzając neurony w efekcie czego następują mimowolne, supermaksymalne skurcze mięśni. Zastosowanie określonej częstotliwości nie pozwala mięśniom na nadmierne rozluźnienie między poszczególnymi skurczami. Mięśnie są zmuszane do pozostania w określonym stanie przez dany okres. Kiedy są poddane dużej ilości intensywnych skurczy, tkanka mięśniowa reaguje na bodźce i zachodzą odpowiednie procesy. 1 zabieg to 30.000 skurczy mięśni co daje nam +25% mięśni i -30% tłuszczu!



**ZABIEGI OPARTE SĄ
NA INTENSYWNEJ,
ELEKTROMAGNETYCZNEJ
STYMULACJI.**





WIELE KORZYŚCI

- ✓ Koniec z elementami eksploatacyjnymi
- ✓ Wyjątkowe chłodzenie powietrzem głowic pozwala działać jeszcze intensywniej
- ✓ Duża wytrzymałość i stabilność urządzenia
- ✓ Przyjemny interface, wbudowane programy zabiegowe, łatwość obsługi
- ✓ Możliwość spersonalizowania urządzenia na potrzeby własnego gabinetu





MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI

NOWOŚĆ



**DUŻE
GŁOWICE**



**MAŁE
GŁOWICE**



**GŁOWICE
NA BOCZKI
I TALIĘ**



SIEDZISKO*



RF

* Siedzisko służące do stymulacji mięśni dna miednicy (mięśni Kegla). Zapobiega nietrzymaniu moczu, poprawia jakość życia seksualnego u kobiet, niweluje zaburzenia erekcji u mężczyzn oraz poprawia perystaltykę jelit.

DZIAŁANIE

TRENING MIĘŚNI


Wywołuje silne skurcze mięśni i prowadzi do usieciowania wiązania białka mięśniowego zwanego aktyną i miozyną.

MIKROSKOPIJNE USZKODZENIA

W wyniku skurczu mięśni na włóknach mięśniowych powstają mikroskopijne uszkodzenia. Aby je naprawić, komórki satelitarne dokonują podziału i fuzji komórek wokół całego obszaru zabiegowego.

NAPRAWA I WZROST MIĘŚNI

Mięśnie stopniowo się regenerują i odbudowują, co z kolei powoduje ich wzrost (hipertrofia) oraz jednoczesne namnożenie włókien mięśniowych (hiperplazja).



PARTIE CIAŁA


Technologia Contour Sculpt wykorzystuje moc rzędu 7 Tesla dzięki czemu jesteśmy w stanie oddziaływać nawet na duże mięśnie szkieletowe. Oznacza to, że procesy reedukacji mięśni i wykształcania pamięci mięśniowej są o wiele głębsze niż w przypadku konwencjonalnych metod. Supermaksymalne skurcze mięśni są nieporównywalnie skuteczniejsze. Technologia ta jest stosowana do zabiegów poprawy sylwetki zarówno w obrębie brzucha, ud, pośladków jak i mniejszych obszarów jak np. ramiona.

RF


EM



BRZUCH



UDA



POŚLADKI



RAMIONA

BADANIA

Skuteczność oraz bezpieczeństwo technologii zastosowanej w urządzeniu Contour Sculpt zostały przetestowane przez najbardziej renomowane metody naukowe (MRI, CT, US i Histology) w 34 niezależnych badaniach wieloośrodkowych w Stanach Zjednoczonych. Wykazały one, że optymalna terapia daje:

- ✓ redukcję tkanki tłuszczowej średnio **o 30%**
(największą redukcję zaobserwowano pod pępkiem)
- ✓ wzrost masy mięśniowej **o 25%**
- ✓ zmniejszenie **o 11%** diastasis recti, czyli pociążowego rozstępu mięśni brzucha.

Pacjenci poddawani badaniom klinicznym byli zadowoleni z efektów na poziomie 96%.



NUMER 1 NA ŚWIECIE

W rzeźbieniu mięśni
i spalaniu tkanki tłuszczowej



34 NIEZALEŻNE BADANIA

Przebadane klinicznie
w Stanach Zjednoczonych



BEZ IGIEŁ

Bez okresu rekonwalescencji
Bez operacji

EFEKTY PRZED I PO



SPECYFIKACJE


Napięcie wejściowe	AC 110 V - 230 V
Moc wyjściowa	5000 W
Indukcyjność	0-7 Tesla
Częstotliwość fali elektromagnetycznej	200 Hz
Częstotliwość RF	4.68 Mhz
Wysokość	47 cm
Szerokość	32 cm
Głębokość	66 cm
Waga	45 kg
Klasa bezpieczeństwa	B


ZESTAW OBEJMUJE:


- ✓ urządzenie bazowe
- ✓ do 7 głowic
- ✓ materiały promocyjne (roll up, plakaty, ulotki, materiały online)
- ✓ dostawa oraz szkolenie
- ✓ instrukcja obsługi
- ✓ certyfikat imienny ze szkolenia
- ✓ możliwość pełnej personalizacji ilości oraz typu głowic
- ✓ atrakcyjny program partnerski



Wyłączny dystrybutor:
Artemis Beauty Equipment Polska
ul. Grodeckiego 2, 01-843 Warszawa

 795 423 785

 biuro@artemisbeauty.pl

 [ArtemisBeautyPolska](https://www.instagram.com/ArtemisBeautyPolska)

WWW.ARTEMISBEAUTY.PL